

Ce plateau de proprioception est une aide importante pour l'activité physique et la rééducation avec laquelle on peut faire des exercices pour améliorer l'équilibre, le tonus musculaire et la posture.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code produit	1313181
Coloris	Gris
Dimensions	Ø 40 cm
Hauteur	9 cm
Charge maximale recommandée	120 kg
Charge maximale vérifiée	200 kg

OPTIONS

Code	Description	
1411160	Pompe à aiguille avec extension flexible qui évite tout endommagement de la soupape du produit. Capacité : 2 x 75 cc Longueur : 20,5 cm	
1411161	Pompe à main, idéale pour gonfler ballons moyens et grands.	

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956