

Strumento professionale a orologio con struttura metallica verniciata e alluminio, pedana in gomma atossica/antiscivolo. Completa di piedini antiscivolo.



MODELLI E DATI TECNICI

Codice	Descrizione	Dimensioni pedana	Dimensione quadrante	Divisione	Portata massima
1513010	Con colonna	27x40x8.5 cm	Diametro 18 cm	1000 g	150 kg
1513020	Senza colonna	27x40x8.5 cm	Diametro 18 cm	1000 g	150 kg

OPTIONAL

Codice	Descrizione	
1513200	<p>STATIMETRO Misuratore d'altezza telescopico meccanico con robusta asta in alluminio anodizzato con possibilità di essere installato sulle bilance o a parete.</p>	

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956