


**ESTIA** lettino per visita ginecologica ad altezza fissa. A tre sezioni di cui una fissa.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Sezioni lettino	3
Larghezza	62 cm
Lunghezza	185 cm
Altezza	72 cm
Portata max uniformemente distribuiti	135 kg
Regolazione schienale manuale mediante meccanismo di regolazione meccanica a frizione comandato da leva bilaterale.	+ 75°
Regolazione sezione gambale manuale mediante meccanismo di regolazione meccanica a frizione comandato da leva bilaterale.	-90°
Reggicosce regolabili manualmente	altezza e rotazione estraibile
Vaschetta in acciaio inox	
Peso	50 kg



## MODELLI LETTINO ESTIA

Descrizione	Codice
ESTIA	119B58S0NN1

### FISIOTECH SRL

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

## CARATTERISTICHE TECNICHE IMBOTTITI

Denominazione prodotto	Poliuretano espanso
Densità imbottitura	30 kg/m <sup>3</sup>
Altezza imbottitura	40 mm



## COLORI RIVESTIMENTO: NERO

## OPTIONALS PER LETTINO ESTIA SERIE GYNECOLOGY

**Codice 1219010 SUPPORTO ROTOLO CARTA**  
Struttura metallica applicabile alla sezione schienale del lettino.



### FISIOTECH SRL

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale:** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail: [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec: [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956