

MANUALE ISTRUZIONI

BALANCE PAD



MODELLI BALANCE PAD

Descrizione	Codice
Balance Pad Blu	1414221

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@mailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

Indice

INTRODUZIONE	pag. 3
AVVERTENZE – ASPETTO ESTERIORE CARATTERISTICHE – PULIZIA	pag. 4
STOCCAGGIO/CONSERVAZIONE – DESCRIZIONE PRODOTTO	pag. 5
MODELLI	pag. 6

INTRODUZIONE

La ringraziamo per avere scelto la qualità di un prodotto AIREX® qui di seguito potrà trovare le istruzioni per un uso corretto ed una adeguata manutenzione che permetterà al vostro prodotto di durare più lungo. Questo prodotto AIREX® è stato realizzato secondo le normative CE.

Dati del produttore

AIREX AG Speciality Foams
Industrie Nord, 26
5643 Sins, Schweiz
Tel. +41 41 789 66 00
Fax +41 41 789 66 60

Dati del distributore

FISIOTECH SRL
Sede Operativa: Via Toniolo, 44/E-F
31028 VAZZOLA (TV) - Italia
Tel. +39 0438 470342
Fax +39 0438 478762
info@fisiotech.com

Uso previsto

I prodotti Balance AIREX® sono ideali per esercizi di coordinazione o di equilibrio, fitness, pilates, yoga, fisioterapia e riabilitazione e per sessioni di gruppo.



ATTENZIONE! Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo.

FISIOTECH SRL declina ogni responsabilità e non risponde per danni a persone e/o cose causate da uso non conforme del dispositivo o fatto da personale negligente o non qualificato o dalla mancata osservanza di tali istruzioni.

AVVERTENZE

ATTENZIONE: in conseguenza al particolare processo di fabbricazione, le misure del materassino potrebbero essere leggermente diverse da quelle qui indicate, la maggior differenza si potrebbe riscontrare nella lunghezza.

ATTENZIONE: Prima di utilizzarli è necessario verificare che il pavimento non sia sdruciolevole; se lo fosse, utilizzare eventualmente un fondo antiscivolo (ad esempio un materassino AIREX®).

ASPETTO ESTERIORE

Per quanto riguarda i prodotti super-morbidi, si mira innanzi tutto a garantire la funzionalità. Per ottenere un piacevole comfort, la morbidezza e l'effetto "molleggiato", è stato necessario adottare uno speciale processo di produzione.

Talvolta questi prodotti presentano leggere imperfezioni, come piccole bolle superficiali, leggeri scostamenti nelle dimensioni e lievi differenze nelle tonalità cromatiche. Tuttavia, tali imperfezioni occasionali non compromettono in alcun modo la funzionalità dei prodotti.

CARATTERISTICHE

I prodotti in morbido espanso AIREX® a cellule chiuse non assorbono acqua e sono quindi caratterizzati da una portanza costante in acqua. Questi materiali estremamente robusti e resistenti perdono pressione (come i palloni) quando i corpi cellulari sono sottoposti a pressione per tempi prolungati. Per questo motivo si vengono a creare dei punti compressi che, in genere, riprendono lentamente il loro aspetto originale.

prodotti in morbido espanso AIREX® sono forniti con un agente antibatterico, al fine di garantire una costante ed efficace protezione da batteri e funghi.

PULIZIA

Qualsiasi tipo di sporco può essere rimosso preferibilmente con una spazzola morbida ed acqua tiepida con sapone. Le macchie ed altri segni non devono essere trattati con benzina, alcol o smacchiatori.

Se fosse necessaria la disinfezione, è consentito l'impiego di disinfettanti disponibili in commercio, come Merfen, Descogen o Chromium. Non è ammessa la sterilizzazione con vapore ad alta temperatura (in autoclave) o con acqua bollente.

STOCCAGGIO / CONSERVAZIONE

Lo stoccaggio ottimale dei prodotti Balance AIREX® li vede disposti **orizzontalmente**. Per evitare compressioni, non lasciare appoggiati degli oggetti, per lungo tempo, su questi prodotti. Evitare di sottoporli a pressione continua per più di 12 ore. Se i prodotti vengono stoccati piegati (ad esempio appesi al filo della biancheria), possono venirsi a creare dei segni visibili permanenti causati dalla pressione. I prodotti durano meno nei casi di stoccaggio permanente in acqua o di lunghi periodi di esposizione alla luce diretta del sole, i cui effetti nel tempo determinano infragilimento e indurimento della superficie.

Per prolungare la durata dei prodotti, consigliamo di risciacquarli in acqua fresca dopo l'uso, avendo cura di eliminare l'acqua in eccesso e di lasciarli asciugare all'aria (mai su un radiatore, per evitare segni di compressione). Per motivi igienici i prodotti umidi non devono essere depositi in armadi o impilati.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

I prodotti Balance di AIREX® sono dispositivi attivi di terapia e allenamento realizzati con il noto materiale espanso morbido AIREX®. Il Balance Pad con la sua superficie liscia è l'ideale per iniziare con l'allenamento di equilibrio a piedi nudi. Lo spessore di 6 cm conferisce al Balance Pad le caratteristiche destabilizzanti desiderate.

Grazie alla schiuma cedevole, il corpo viene costantemente sfidato per mantenere l'equilibrio e stabilizzare le articolazioni. In questo modo si esercitano i muscoli più intensamente rispetto all'esecuzione degli stessi esercizi senza Balance Pad. L'allenamento con il Balance Pad può migliorare forza, resistenza, ed equilibrio. Grazie alla superficie comoda e liscia, Balance Pad non è interamente antiscivolo su pavimenti lisci. Raccomandiamo quindi di usare il Balance Bad sopra ad un materassino AIREX®.

Tre suggerimenti per i prodotti AIREX®

1. Utilizzare i prodotti a piedi nudi o con le calze (senza scarpe)
2. Pulire i prodotti con acqua e sapone. La disinfezione non sarà necessaria grazie alla protezione integrata Sanitized!
3. Lasciare asciugare i prodotti AIREX® se si bagnano (possono essere utilizzati anche all'aperto)

MODELLI

CODICE	DIMENSIONI E COLORE	
1414221	BALANCE PAD Colore Blu. Dimensioni: <ul style="list-style-type: none">• Lunghezza 50 cm• Larghezza 41 cm• Altezza 6 cm• Peso 0,68 Kg.	

ATTENZIONE: in conseguenza al particolare processo di fabbricazione, le misure del materassino potrebbero essere leggermente diverse da quelle qui indicate, la maggior differenza si potrebbe riscontrare nella lunghezza.