


Esclusivo formulato di poliuretano espanso (senza HFC o CFC) a pelle integrale con espandenti ODP (Ozone Depletion Potential). La conformazione a cellula completamente aperta conferisce al materasso ottime proprietà di assorbimento dell'urto, permettendo il normale deflusso dell'aria attraverso ogni singolo strato del prodotto, omogeneità di spessori e densità in ogni punto. Ulteriore resistenza meccanica derivata dallo speciale skin (buccia) sia della parte inferiore che superiore, garantiscono un'ottima resistenza all'abrasione ed un ottimo grip.



MODELLI – DIMENSIONI DATI TECNICI

Codice	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Densità	Colore
1414031	200 cm	100 cm	3 cm	PK 14	Blu
1414032	200 cm	100 cm	4 cm	PK 16	Blu
1414033	200 cm	100 cm	5 cm	PK 20	Blu

OPTIONAL PER MATERASSI

Codice	Descrizione	
1414901	Carrello porta materassi orizzontale. Struttura in acciaio verniciato colore BLU completa di 4 ruote gommata girevoli del diametro di 100 mm.	

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail: info@fisiotech.com - pec: fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956