



Dispositivo adatto per la riabilitazione e per effettuare esercizi di mantenimento per la spalla e per il gomito.

E' composto da una struttura in metallo a pavimento con una ruota regolabile in altezza per adattarsi alle misure del paziente o dell'esercizio da eseguire.

Si possono compiere gli esercizi sia da seduti che in postura eretta.

Il terapeuta può regolare la resistenza degli esercizi applicando una progressiva resistenza tramite frizione.



MODELLI DIMENSIONI - DATI TECNICI

Codice	1315050
Altezza	160 cm
Larghezza	110 cm
Profondità	66 cm
Dimensione base	90x60 cm

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956