


Composto da una base rigida e una cupola morbida color verde removibile dalla base e gonfiabile secondo le esigenze individuali. Può essere utilizzato per diversi tipi di allenamento, dal fitness alla riabilitazione post traumatica per ginocchia e caviglie.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice prodotto	1313171
Colore base	Grigio
Colore disco morbido gonfiabile	Verde
Dimensioni base	Ø 47 cm
Altezza base	25 cm
Dimensioni semisfera	Ø 40 cm
Altezza semisfera	20 cm
Peso raccomandato	120 kg
Capacità di carico testata	200 kg

OPTIONAL

Codice	Descrizione	
1411160	Pompa ad ago munita di prolunga flessibile la quale evita in fase di gonfiaggio eventuali danni alla valvola del prodotto. Capacità: 2 x 75 cc Lunghezza: 20,5 cm	

FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail: info@fisiotech.com - pec: fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956