

Deambulatore Rollator pieghevole in acciaio verniciato colore blu. Il Deambulatore Rollator è completo di: sedile, freni a leva, cestino, piano di appoggio e porta bastone.



## CARATTERISTICHE TECNICHE CODICE 1712150

Regolazione altezza	da 80 a 98 cm
Lunghezza	70 cm
Larghezza	62 cm
Sedile imbottito in poliuretano	L. 43 x h 62 cm
Ruote anteriori piroettanti. Dimensioni	20x5 cm
Ruote posteriori unidirezionali. Dimensioni	20x5 cm
Peso	12 kg
Portata max	150 kg

### FISIOTECH SRL

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956