



Letto **DAFNE** a due sezioni ad altezza fissa, per visita e trazioni utilizzato da operatori qualificati del settore della riabilitazione e del massaggio. Il letto viene fornito predisposto per eseguire trazioni lombari e cervicali con un telaio aggiuntivo rimovibile e di supporto per l'applicazione dell'unità di trazione.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Sezioni letto                         | 2      |
| Inclinazione schienale                | 10°    |
| Pianale scorrevole                    | 12 cm  |
| Passaggio sollevatore                 | 28 cm  |
| Larghezza                             | 70 cm  |
| Lunghezza                             | 200 cm |
| Portata max uniformemente distribuiti | 200 kg |
| Altezza fissa                         | 65 cm  |
| Piedini regolabili                    | 4      |
| Peso                                  | 70 kg  |



## VARIANTI DEL LETTINO DAFNE

| Descrizione         | Codice     |
|---------------------|------------|
| Dafne altezza fissa | 1114B12S0N |

### FISIOTECH SRL

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

## CARATTERISTICHE TECNICHE IMBOTTITI

Denominazione prodotto  
Classe reazione al fuoco  
Densità imbottitura  
Altezza imbottitura

Poliuretano espanso  
1 IM  
30 kg/m<sup>3</sup>  
40 mm



## COLORI RIVESTIMENTO



Panna P1



Grigio chiaro G2



Tortora P2



Grigio scuro G3



Giallo G1



Senape G4



Arancione A1



Rosso R1



Bordeaux B2



Viola V4



Blu scuro B3



Blu B1



Marrone scuro M1



Terra M2



Verde V1



Verde bosco V2



Verde foglia V3



Nero N1

## FISIOTECH SRL

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

## CARATTERISTICHE RIVESTIMENTO

| CARATTERISTICA  | NORMA   | UNITÀ           | VALORI  |
|---|---|-----------------|---|
| Resistenza alla trazione                              | UNI EN ISO 1421<br>Metodo 1   | N               | Longitudinale ≥ 210<br>Trasversale ≥ 90                 |
| Allungamento a rottura                                | UNI EN ISO 1421<br>Metodo 1   | %               | Longitudinale ≥ 85<br>Trasversale ≥ 140                 |
| Determinazione della forza di lacerazione             | EN ISO 13937-2: 2000  | daN             | Longitudinale ≥ 2,5<br>Trasversale ≥ 2,2                |
| Solidità del colore allo sfregamento                  | UNI EN ISO 105 X12: 2003<br>UNI EN ISO 105 D02: 1998  | scala dei grigi | Secco 4<br>Candeggina 4/5<br>Alcool etilico 3/4         |
| Determinazione resistenza all'usura: prova Martindale | UNI EN ISO 5470-2: 2004   | cicli           | Metodo 1 (diretto) 65.000<br>Metodo 2 (inverso) 210.000 |
| Resistenza al fuoco<br>Classe ignifugo                | UNI 9175: 1987<br>UNI 9175/FA1: 1994  |                 | CLASSE 1.IM   |
| Formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile       | UNI EN ISO 14184-1: 2011  | mg/Kg           | < 3   |
| Ftalati   | UNI EN ISO 14389: 2014  | %               | < 0,06  |
| Arilammine  | UNI EN ISO 14362-1: 2012  | mg/Kg           | Non rilevabile  |
| Pulizia   | Pulire con tessuto inumidito e insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine, e detersivi chimici o spray per lucidare. |                 |   |
| Caratteristiche particolari                           | Antibatterico Fungicida   |                 |   |
| Composizione  | PVC plastificato 88% - Poliestere 12%   |                 |   |

**RESISTENZA AL FUOCO SECONDO LE NORME:**  
IMO - 2010 FTP CODE Part 8  
"Test for upholstered furniture"  
par 7.2 SIGARETTA IN COMBUSTIONE LENTA  
par 7.3 PROVA DELLA FIAMMA DI PROPANO  
EN 1021-1: 2006 sigaretta in combustione lenta  
EN 1021-2: 2006 fiamma equivalente fiammifero

### FISIOTECH SRL

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

## DOTAZIONE COMPLETA DEL LETTINO DAFNE

|   |   |
|---|---|
| <p>4 Piedini regolabili.</p>  |    |
| <p>Bilancino per agganciare le cinture dell'imbragatura pelvica.</p>  |    |
| <p>Imbragatura toracica. Disponibile in due misure (piccola e grande).</p>  |    |
| <p>Imbragatura pelvica.<br/>Disponibile in due misure (piccola e grande).</p>   |   |
| <p>Mentoniera e archetto per mentoniera.</p>  |  |
| <p>Cuscino a trapezio. Dimensioni: 40X50X30 cm.<br/>Il colore dei cuscini corrisponde al colore dell'imbottitura del lettino.</p>   |  |
| <p>Cuscino a cuneo. Dimensioni: 45x45x15 cm.<br/>Il colore dei cuscini corrisponde al colore dell'imbottitura del lettino.</p>      |  |
| <p>Cuscino semi-cilindro. Dimensioni: 30x16x8 cm.<br/>Il colore dei cuscini corrisponde al colore dell'imbottitura del lettino.</p> |  |

### FISIOTECH SRL

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

## OPTIONALS GENERICI

### **Codice 1210020 SUPPORTO ROTOLO CARTA A PAVIMENTO**

Supporto lenzuolino di carta per lettini visita, massaggi e trattamenti.

Struttura in metallo verniciato agevolmente trasferibile.

Dimensioni: lunghezza 71 cm larghezza 25 cm altezza 81 cm



### **Codice 1210060 LENZUOLINO DI CARTA A DUE VELI**

Confezione da 6 rotoli

Dimensioni: Larghezza 60 cm - lunghezza rotolo 65 metri.



## **FISIOTECH SRL**

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956