


**ESTIA** lettino per visita ginecologica ad altezza fissa. A tre sezioni di cui una fissa.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Sezioni lettino   | 3                              |
| Larghezza   | 62 cm                          |
| Lunghezza   | 185 cm                         |
| Altezza   | 72 cm                          |
| Portata max uniformemente distribuiti   | 135 kg                         |
| Regolazione schienale manuale mediante meccanismo di regolazione meccanica a frizione comandato da leva bilaterale.       | + 75°                          |
| Regolazione sezione gambale manuale mediante meccanismo di regolazione meccanica a frizione comandato da leva bilaterale. | -90°                           |
| Reggicosce regolabili manualmente   | altezza e rotazione estraibile |
| Vaschetta in acciaio inox   |                                |
| Peso  | 50 kg                          |



## MODELLI LETTINO ESTIA

| Descrizione | Codice       |
|-------------|--------------|
| ESTIA       | 1119B58S0NN1 |

### FISIOTECH SRL

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale:** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

## CARATTERISTICHE TECNICHE IMBOTTITI

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Denominazione prodotto | Poliuretano espanso  |
| Densità imbottitura    | 30 kg/m <sup>3</sup> |
| Altezza imbottitura    | 40 mm                |



## COLORI RIVESTIMENTO: NERO

## OPTIONALS PER LETTINO ESTIA SERIE GYNECOLOGY

**Codice 1219010 SUPPORTO ROTOLO CARTA**  
Struttura metallica applicabile alla sezione schienale del lettino.



### FISIOTECH SRL

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956