

Le Disc'o'Sit est un coussin d'assise qui favorise une posture correcte. Utilisé sur une chaise il donne du confort à l'épine dorsale grâce au mouvement offert. Le Disc'o'Sit est utilisé aussi dans l'entraînement fonctionnel, pour exercices au sol pour développer la coordination et améliorer les réflexes et la stabilité. La boîte contient une brochure avec exemples d'exercices.

Produit Dispositif Médical de Classe I.
Couleur Bleu.



Instructions de gonflage

- Retirez le bouchon du produit à l'aide d'une cuillère à café.
- Gonflez par la bouche.
- Bouchez l'ouverture avec un doigt.
- Retirez le doigt et insérez rapidement le bouchon.



MODÈLES – DIMENSIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Diamètre	Charge maximale recommandée	Charge maximale testée	Code
39 cm	120 kg	200 kg	1417131

OPTIONS POUR DISCO'SIT

Code 1417132

Housse avec fermeture éclair, pour revêtir le Disc'o'Sit quand il est utilisé comme coussin d'assise. Bleu.



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec :

fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956