

Déambulateur pliable en alliage léger avec 4 embouts.



Déambulateur pliable en alliage léger avec 2 embouts et 2 roulettes fixes



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Avec 4 embouts	Code 1712010
2 embouts et 2 roulettes	Code 1712020
Hautuer	80 - 95 cm
Longueur	45 cm
Largeur	55 cm
Poids	2,5 kg
Charge maximale	110 kg

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956