



Espalier simple en hêtre verni naturel à barreaux ovales. Un des deux barreaux les plus en haut est saillant, tandis que l'autre est rentrant afin de pouvoir effectuer exercices de suspension. Livré avec charnières en acier zingué pour le fixage au mur. L'espalier est utilisé pour plusieurs exercices pour les articulations et la musculation, en particulier pour exercices de gymnastique de prévention et traitement du mal de dos. En plus, il est utilisé pour l'entraînement et la rééducation, l'étirement des articulations, les exercices de correction des problèmes liés à la mauvaise posture et les exercices de mouvement articulaire pour les enfants.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Hauteur	Largeur	Code	Charge maximum de sécurité
250 cm	90 cm	1412030	125 kg

FISIOTECH SRL







Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONAL

Codice	Descrizione	
1412500	Appuie dos courbe, rembourré, sellerie en simili cuir noir lavable et non-feu. Dimensions : Hauteur 65 cm - Largeur 40 cm - Profondeur 18 cm	
1412510	Banc pour espalier coloris noir. Banc applicable à l'espalier. Plan rembourré et sellerie en simili cuir lavable et non-feu. Avec bande pour les pieds. Dimensions : Hauteur 180 cm – Largeur 30 cm	
1412520	Avancée pour espalier en acier peint époxy et maille pour accessoires. Utile pour tractions cervicales et pouliothérapie. Dimensions : Hauteur 40 cm – Largeur 64 cm Profondeur 87 cm.	
1317114	Poulie	
1316052	Sangle à cheville avec anneau	
1317112	Corde longueur 20 mt	

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956