

Paravent à trois panneaux sur roulettes.

Structure en tube d'aluminium anodisé. Rideaux en plastique lavable, auto-extinguible.
Roulettes Ø 50 mm (centrales avec freins).



**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
CODE 1611401**

Dimensions structure panneau	L:55 H:170 cm
Dimensions globales paravent	L:160 H:170 cm
Poids	7,7 kg

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956