





Dispositif pour l'analyse plantaire des pieds.
Structure en hêtre verni, appuie pieds en cristal avec double
illumination latérale avec LED.



**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
CODE 1511010**

| | |
|--|---------------|
| Moyen de contrôle | Visif |
| Dimensions de la surface d'appui | 44x39 cm |
| Dimensions | 50x48x35 h cm |
| Charge maximale | 135 kg |
| Illumination | LED |
| Surface en cristal tempéré avec diagramme épaisseur | 12 mm |
| Miroir meulé | |



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956