

Déambulateur Rollator pliable, en acier verni bleu. Le déambulateur Rollator est complet d'assise, freins à levier, panier, plateau, porte canne.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CODE 1712150

Hauteur	80 - 98 cm
Longueur	70 cm
Largeur	62 cm
Assise rembourrée en mousse	L 43 x h 62 cm
Roulettes antérieures pivotantes. Dimensions	20x5 cm
Roulettes postérieures fixes. Dimensions	20x5 cm
Poids	12 kg
Charge maximale	150 kg

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956