


**ESTIA** table pour examen gynécologique à hauteur fixe.  
Trois plans dont une fixe.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plans	3
Largeur	62 cm
Longueur	185 cm
Hauteur	72 cm
Charge maximale, uniformément répartie	135 kg
Proclive dossier, réglable manuellement avec mécanisme mécanique à friction avec levier bilatéral.	+ 75°
Déclive plateau jambier, réglable manuellement avec mécanisme mécanique à friction avec levier bilatéral.	-90°
Repose jambes réglables manuellement	En hauteur et rotation
Tiroir inox	Amovible
Poids	50 kg



## MODÈLES TABLE ESTIA

Description	Code
ESTIA	1119B58S0NN1

### FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALIE

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALIE

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES REMBOURREMENT

Nom du produit	mousse de polyuréthane
Classe réaction au feu	1 IM (la meilleure)
Densité rembourrement	30 kg/m <sup>3</sup>
Hauteur rembourrement	40 mm



**COLORIS SELLERIE: NOIR**

## OPTION POUR TABLE ESTIA SÉRIE GYNECOLOGY

**Code 1219010 SUPPORT ROULEAU DRAP D'EXAMEN**  
Structure en métal à placer sur le dossier.



### FISIOTECH SRL

**Lieu d'activité :** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALIE

**Siège social :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALIE

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956