


Table **GIOVE 2** à deux plans réglable électriquement ou hydrauliquement en hauteur pour kinésithérapie, massage et examen.

Sa structure permet de régler la hauteur sans déport latéral.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plans	2
Garde au sol	12 cm
Déport latéral	0 cm
Largeur	65 cm
Longueur	200 cm
Charge maximale, uniformément répartie	200 kg
Hauteur	49 - 95 cm
Alimentation	230 V 50/60 Hz 1,5A
Poussée vérin	8000 N
Indice de protection	IP 66
Proclive / déclive tête avec vérin à gaz	+70° -40°
Trou visage avec bouchon	inclus
Poids	70 kg



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

MODÈLES TABLE GIOVE 2

Description	Code RAL 7016	Code RAL 7035
Giove 2 pédale de commande. "S"tandard / "C"omfort	1118B20P1S/C	1118B30P1S/C
Giove 2 cadre de commande périphérique. "S"tandard / "C"omfort	1118B20C1S/C	1118B30C1S/C
Giove 2 cadre de commande périphérique aluminium. "S"tandard / "C"omfort	1118B20A1S/C	1118B30A1S/C
Giove 2 hydraulique. "S"tandard / "C"omfort	1118B20R0S/C	1118B30R0S/C
Giove 2 LARGE pédale de commande. "S"tandard / "C"omfort	1118B21P1S/C	1118B31P1S/C
Giove 2 LARGE cadre de commande périphérique. "S"tandard / "C"omfort	1118B21C1S/C	1118B31C1S/C
Giove 2 LARGE cadre de commande périphérique aluminium. "S"tandard / "C"omfort	1118B21A1S/C	1118B31A1S/C
Giove 2 LARGE hydraulique. "S"tandard / "C"omfort	1118B21R0S/C	1118B31R0S/C

SYSTÈMES DE RÉGULATION DE LA HAUTEUR



Giove 2 avec pédale de commande 24 V



Giove 2 avec cadre de commande périphérique



Giove 2 avec cadre de commande périphérique en aluminium.



Giove 2 hydraulique

COULEURS CHASSIS DISPONIBLES

Couleur structure RAL 7016



Couleur structure RAL 7035



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

TROU VISAGE

STANDARD – COMPLET AVEC BOUCHON	COMFORT – COMPLET AVEC BOUCHON
	
	

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES REMBOURREMENT

Nom du produit	mousse de polyuréthane
Classe réaction au feu	1 IM (la meilleure)
Densité rembourrement	30 kg/m3
Hauteur rembourrement	40 mm



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

COLORIS SELLERIE

 Crème P1	 Gris clair G2	 Taupe P2	 Gris foncé G3	 Jaune G1
 Moutarde G4	 Orange A1	 Rouge R1	 Bordeaux B2	 Violet V4
 Bleu foncé B3	 Bleu B1	 Marron foncé M1	 Terre M2	 Vert V1
 Vert bois V2	 Vert feuillage V3	 Noir N1		

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

OPTIONS SÉRIE TOP

Code 1218010 SUPPORT ROULEAU DRAP D'EXAMEN

Structure en métal à placer sur le côté des pieds.



Code 1218020 ROULETTES

Jeu de quatre roulettes escamotables pour le déplacement de la table. Ø 75 mm.



Code 1218030 AIMANT DE SÉCURITÉ

Enlevant l'aimant les fonctions de réglage électrique sont bloquées pour éviter tout actionnement involontaire des vérins

Code 1218040 CLIC DOUBLE AVEC AIMANT DE SÉCURITÉ

Logiciel grâce auquel les vérins sont activés uniquement par une double impulsion de la commande pour éviter tout actionnement involontaire.

NON DISPONIBLE SUR MOUVEMENT AVEC CADRE DE COMMANDE EN ALUMINUM.



Code 1218050 PRISE SUISSE



Code 1218051 PRISE UK



FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956