



Table **ZEFIRO 4** à quatre plans  
réglable électriquement ou  
hydrauliquement en hauteur pour  
kinésithérapie, massage et examen.

Sa structure permet de régler la  
hauteur sans déport latéral.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plans	4
Garde au sol	12 cm
Déport latéral	0 cm
Largeur	65 ou 80 cm
Longueur	200 cm
Charge maximale, uniformément répartie	200 kg
Hauteur	49 – 95 cm
Alimentation	230 V 50/60 Hz 1,5°
Poussée vérin	8000 N
Indice de protection	IP 66
Proclive / déclive tête avec vérin à gaz	+70° – 40°
Accoudoirs réglables	manuellement
Trou visage avec bouchon	inclus
Position de Trendelenburg	électrique ou avec vérin à gaz +20°
Poids	70 kg



### FISIOTECH SRL

**Lieu d'activité :** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Siège social :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

## MODÈLES TABLE ZEFIRO 4

Description	Code RAL 7016	Code RAL 7035
Zefiro 4 pédale de commande. <b>"S"tandard / "C"omfort</b>	1118N20P1 <b>S/C</b>	1118N30P1 <b>S/C</b>
Zefiro 4 pédale de commande. <b>2 vérins. "S"tandard / "C"omfort</b>	1118N20P2 <b>S/C</b>	1118N30P2 <b>S/C</b>
Zefiro 4 cadre de commande périphérique. <b>"S"tandard / "C"omfort</b>	1118N20C1 <b>S/C</b>	1118N30C1 <b>S/C</b>
Zefiro 4 cadre de commande périphérique. <b>2 vérins. "S"tandard / "C"omfort</b>	1118N20C2 <b>S/C</b>	1118N30C2 <b>S/C</b>
Zefiro 4 cadre de commande périphérique alum. <b>"S"tandard / "C"omfort</b>	1118N20A1 <b>S/C</b>	1118N30A1 <b>S/C</b>
Zefiro 4 cadre de commande périphérique alum. <b>2 vérins. "S"tandard / "C"omfort</b>	1118N20A2 <b>S/C</b>	1118N30A2 <b>S/C</b>
Zefiro 4 hydraulique. <b>"S"tandard / "C"omfort</b>	1118N20R0 <b>S/C</b>	1118N30R0 <b>S/C</b>
Zefiro 4 LARGE pédale de commande. <b>"S"tandard / "C"omfort</b>	1118N21P1 <b>S/C</b>	1118N31P1 <b>S/C</b>
Zefiro 4 LARGE pédale de commande. <b>2 vérins. "S"tandard / "C"omfort</b>	1118N21P2 <b>S/C</b>	1118N31P2 <b>S/C</b>
Zefiro 4 LARGE cadre de commande périphérique. <b>"S"tandard / "C"omfort</b>	1118N21C1 <b>S/C</b>	1118N31C1 <b>S/C</b>
Zefiro 4 LARGE cadre de commande périphérique. <b>2 vérins. "S"tandard / "C"omfort</b>	1118N21C2 <b>S/C</b>	1118N31C2 <b>S/C</b>
Zefiro 4 LARGE cadre de commande périphérique alum. <b>"S"tandard / "C"omfort</b>	1118N21A1 <b>S/C</b>	1118N31A1 <b>S/C</b>
Zefiro 4 LARGE cadre de commande périphérique alum. <b>2 vérins. "S"tandard / "C"omfort</b>	1118N21A2 <b>S/C</b>	1118N31A2 <b>S/C</b>
Zefiro 4 LARGE hydraulique. <b>"S"tandard / "C"omfort</b>	1118N21R0 <b>S/C</b>	1118N31R0 <b>S/C</b>

## SYSTÈMES DE RÉGULATION DA LA HAUTEUR



Zefiro 4 avec pédale de commande 24 V



Zefiro 4 avec cadre de commande périphérique



Zefiro 4 avec cadre de commande périphérique en aluminium.



Zefiro 4 hydraulique

### FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY


Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

## COULEURS CHASSIS DISPONIBLES





Couleur structure RAL 7016



Couleur structure RAL 7035



## TROU VISAGE

STANDARD – COMPLET AVEC BOUCHON	COMFORT – COMPLET AVEC BOUCHON
	
	

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES REMBOURREMENT

Nom du produit	mousse de polyuréthane
Classe réaction au feu	1 IM (la meilleure)
Densité rembourrement	30 kg/m <sup>3</sup>
Hauteur rembourrement	40 mm



### FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

## COLORIS SELLERIE



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SELLERIE

CARACTÉRISTIQUE	NORME	U.d.M.	VALEURS
Résistance en traction	UNI EN ISO 1421 Méthode 1	N	Longitudinal $\geq 210$ Trasversalement $\geq 90$
Allongement à la rupture	UNI EN ISO 1421 Méthode 1	%	Longitudinal $\geq 85$ Trasversalement $\geq 140$
Détermination de la force de déchirure	EN ISO 13937-2: 2000	daN	Longitudinal $\geq 2,5$ Trasversalement $\geq 2,2$
Solidité des coloris au frottement	UNI EN ISO 105 X12: 2003 UNI EN ISO 105 D02: 1998	échelle de gris	Sec 4 Eau de javel 4/5 Alcool éthylique 3/4
Détermination de la résistance à l'usure: essai Martindale	UNI EN ISO 5470-2: 2004	cycles	Méthode 1 (direct) 65.000 Méthode 2 (inverse) 210.000
Résistance au feu Classe combustibilité	UNI 9175: 1987 UNI 9175/FA1: 1994		CLASSE 1.IM
Formaldehyde libre ou Partiellement hydrolisable	UNI EN ISO 14184-1: 2011	mg/Kg	< 3
Phtalates	UNI EN ISO 14389: 2014	%	< 0,06
Arylamines	UNI EN ISO 14362-1: 2012	mg/Kg	Non détectable
Nettoyage	Nettoyer avec un chiffon humide et savonneux. Rincer avec eau claire. Ne pas utiliser solvants, eau de javel et détergents chimiques ou spray de polissage.		
Caractéristiques particulières	Antibactérien Fongicide		
Composition	PVC plastifié 88% - Polyester 12%		

**RESISTANCE AU FEU SELON LES NORMES:**  
IMO - 2010 FTP CODE Part 8  
"Test pour meubles rembourrés"  
par 7.2 BRÛLURE DE CIGARETTE EN COMBUSTION LENTE  
par 7.3 ESSAI AVEC FLAMME DE PROPANE  
EN 1021-1: 2006 brûlure de cigarette en combustion lente  
EN 1021-2: 2006 flamme équivalente à celle d'une allumette

### FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec :

fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956



## OPTIONS SÉRIE TOP

### **Code 1218010 SUPPORT ROULEAU DRAP D'EXAMEN**

Structure en métal à placer sur le côté des pieds.



### **Code 1218020 ROULETTES**

Jeu de quatre roulettes escamotables pour le déplacement de la table. Ø 75 mm.



### **Code 1218030 AIMANT DE SÉCURITÉ**

Enlevant l'aimant les fonctions de réglage électrique sont bloquées pour éviter tout actionnement involontaire des vérins

### **Code 1218040 CLIC DOUBLE AVEC AIMANT DE SÉCURITÉ**

Logiciel grâce auquel les vérins sont activés uniquement par une double impulsion de la commande pour éviter tout actionnement involontaire.

**NON DISPONIBLE SUR MOUVEMENT AVEC CADRE DE COMMANDE EN ALUMINUM.**



### **Code 1218050 PRISE SUISSE**



### **Code 1218051 PRISE UK**



## **FISIOTECH SRL**

**Lieu d'activité :** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Siège social :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956