

Disc'o'Sit cuscino da seduta per favorire la corretta postura, il Disc'o'Sit posizionato sulla sedia dona benessere alla colonna vertebrale grazie al movimento offerto.

Il Disc'o'Sit viene utilizzato anche nel settore dell'allenamento funzionale e può essere utilizzato per esercizi a terra per sviluppare coordinamento e migliorare riflessi e stabilità. Nella confezione è inclusa una brochure con alcuni esercizi esemplificativi.

Prodotto Medical Device di Classe I.
Colore Blu.



Gonfiaggio

- Rimuovere il tappo dal prodotto con l'aiuto di un cucchiaino.
- Procedere al gonfiaggio a bocca.
- Chiudere il foro con un dito.
- Togliere il dito ed inserire velocemente il tappo.



MODELLI – DIMENSIONI DATI TECNICI

Diametro	Peso raccomandato	Capacità di carico testata	Codice
39 cm	120 kg	200 kg	1417131

OPTIONAL PER DISCO'SIT

Codice 1417132

Foderina dotata di cerniera per rivestire il Disco'Sit qualora lo si utilizzi come cuscino da seduta. Colore blu.



FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec :
fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956